

Инструкция

по применению ошейника «Серия 44» от внешних и внутренних паразитов для щенков и собак (не является лекарственным средством)

1. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

Универсальное гигиеническое средство предназначено для ухода за домашними непродуктивными животными.

Применяется для внешней обработки щенков и собак с целью защиты от нападения кровососущих насекомых. Не вызывает аллергии и не раздражает дыхательные пути у животных.

1.1. Ошейник представляет собой кожаную ленту с пластиковой пряжкой, на внутреннюю мягкую поверхность которой наносится состав из эфирных масел и экстрактов растений.

2. СОСТАВ

2.1. Для щенков ошейник длиной 35 см содержит: 3,5 мг масел гвоздики и 3,5 мг пихты, 3,0 мг экстрактов пижмы и 3,0 мг папоротника, 2,5 мг настойки полыни и 3,0 мг граната.

2.2. Для собак ошейник длиной 65 см содержит: 4,5 мг масел гвоздики и 5,5 мг пихты, 5,0 мг экстрактов пижмы и 4,5 мг лиственницы, 3,0 мг настойки полыни и 4,0 грецкого ореха.

2.3. Вспомогательные компоненты: пропиленгликоль в качестве стабилизатора и растворителя.

3. НАЗНАЧЕНИЕ

3.1. Ошейник предназначен для отпугивания кровососущих насекомых (комары, клещи, блохи, слепни, влосоеды, мухи). Репеллентное действие дают входящие в состав эфирные масла и растительные экстракты, оказывающие раздражающее действие на чувствительные рецепторы насекомых. Не допуская контакта насекомых с животным, ношение ошейника тем самым исключают возможность заражения Вашего питомца внутренними паразитами, переносчиками которых являются кровососущие насекомые.

3.2. Постоянное выделение природных репеллентов с мягкой фактуры ошейника продолжается не менее 30 дней.

4. СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

4.1. Достаньте ошейник из упаковки и закрепите на шею животного, лишний край отрежьте ножницами. Между шеей щенка или собаки и ошейником оставьте свободное пространство 1-1,5 см.

5. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

5.1. В случае проявления у животного признаков индивидуальной непереносимости эфирных масел или других компонентов

средства, необходимо снять ошейник, место ношения тщательно промыть водой с мылом и обратиться к врачу.

5.2. Не предназначено для щенков моложе одного месяца, а также для больных животных.

5.3. После окончания работы с ошейником необходимо вымыть руки с мылом. Не допускать контакта детей с животным в течение 6-х часов после надевания ошейника.

5.4. Не допускать контакта средства со слизистыми оболочками животного и человека. В случае попадания на слизистые оболочки немедленно промыть большим количеством проточной воды.

6. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

6.1. Ошейник следует хранить в заводской упаковке, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в защищенном от света и не доступном для детей месте.

5.6. Срок годности- 36 месяцев с даты изготовления при температуре от 0 С до +30С.